



6-in-1 Light Therapy Wand

User Manual

English

Français

Deutsch

Español


Italiano



6-in-1 Light Therapy Wand

User Manual

What's in the Box?




① 6-in-1 Light Therapy Wand

② Charging Cable

This device is rechargeable and portable. It can be used without being connected to an outlet.
Do not use the device while it is charging.

Controls



6 Treatment Modes

Anti-Aging

Red Light + Near Infrared (NIR) + Heating + Vibration
3 Intensity Levels

Acne

Blue Light + Vibration
3 Intensity Levels

Repair

Red Light + Cooling
3 Intensity Levels

Soothe

Heating + Vibration
3 Intensity Levels

Cold Therapy

Cooling at $15 \pm 3^{\circ}\text{C}$

Heat Therapy

Heating at $38 \pm 3^{\circ}\text{C}$

NOTE: It is normal for the wand's metal head to be warm after each treatment session.
Modes that utilize Cooling technology have an automatic 4 minute cooldown period between uses to avoid overheating.


Battery Status

Do not use the device while it is charging.

The 3 LEDs above the Intensity Button also help to indicate the battery level.


Low Battery

The 3 LEDs cycle from top to bottom, and beep every 5s.




Charging

The 3 LEDs cycle from bottom to top.




Fully Charged

All 3 LEDs stay on when plugged in and fully charged. Takes 4hrs for a full charge.




Important Things to Note


Warning: This is not a medical device and cannot be used for professional treatment or as a substitute for professional medical advice. The actual effect of use varies from person to person.




Avoid looking directly at the LED lights.



Do not drop or throw the product on hard surfaces.



Do not soak in water.




Clean with a damp cloth or with 70% alcohol.

How to Use



1. Wash your face before use.

Optional: Apply your favorite serums and moisturizers.



2. Hold the Power Button for 2s to Power On.

3. Press once more to select a treatment mode. The wand will beep at the 2 minute mark.

4. Once a treatment is done, the next mode will blink. Press the power button to start the next treatment mode, or select another mode.

5. Hold the Power Button for 2s to Power Off.

Suggested Wand Movements

Target specific areas of your face, or follow any of the suggested wand movements below.






Appareil de soin visage 6 en 1

Manuel de l'utilisateur


Contenu de la boîte



- ① Appareil de soin visage 6 en 1 ② Câble de recharge

Votre appareil est rechargeable et portable. Il peut être utilisé sans être branché sur une prise électrique.

Contrôle de l'appareil



6 modes de Traitement

Anti-Âge

Lumière rouge + Infrarouge proche (NIR)
+ Chaleur diffuse + Vibration
3 niveaux d'intensité

Acné

Lumière bleue + Vibration
3 niveaux d'intensité

Répare

Lumière rouge + Effet fraîcheur
3 niveaux d'intensité

Apaise

Diffusion de chaleur + Vibration
3 niveaux d'intensité

Thérapie par le froid*

Effet fraîcheur à $15 \pm 3^{\circ}\text{C}$

Thérapie par la chaleur

Chaleur diffuse à $38 \pm 3^{\circ}\text{C}$

NOTE: Il est normal que la tête métallique de l'appareil soit légèrement chaude après l'utilisation du mode Refroidissement. Veuillez attendre 4 minutes après avoir utilisé le mode Refroidissement avant de l'utiliser de nouveau afin d'éviter toute surchauffe.


Statut de la batterie

Ne pas utiliser l'appareil pendant la charge.

Les 3 voyants situés au-dessus du bouton d'intensité indiquent également le niveau de batterie.


Batterie faible

Les 3 voyants restent allumés en continu lorsque l'appareil est branché.




En charge

Les 3 voyants clignotent successivement de bas en haut.




Batterie complètement chargée

Les 3 voyants clignotent de haut en bas et un signal sonore de 3 bips est émis toutes les 5 secondes haut.




À savoir


AVERTISSEMENT: Ceci n'est pas un dispositif médical et ne peut pas être utilisé pour un traitement professionnel ou comme substitut à des conseils médicaux professionnels. L'effet réel de l'utilisation varie d'une personne à l'autre.




Évitez de regarder directement les lumières LED.



Attention à ne pas faire tomber l'appareil sur des surfaces dures.



Ne pas tremper l'appareil dans l'eau.




Pour nettoyer l'appareil, essuyez simplement avec un chiffon humide ou de l'alcool à 70%.

Mode d'emploi



1. Lavez votre visage avant utilisation.

Optionnel: Appliquez vos sérums et crèmes préférés.



2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.


3. Appuyez une fois de plus pour sélectionner un mode de traitement. La baguette émettra un bip après 2 minutes.

4. Une fois le traitement terminé, le mode suivant clignotera. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer le mode de traitement suivant, ou sélectionnez un autre mode.

5. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

Conseils d'utilisation

Ciblez des zones spécifiques de votre visage, ou suivez l'un des mouvements recommandés ci-dessous.






6-in-1 Lichttherapie-Stab

Benutzerhandbuch

Lieferumfang




① 6-in-1 Lichttherapie-Stab

② Ladekabel

Dieses Gerät ist wiederaufladbar und tragbar. Es kann auch ohne Anschluss an eine Steckdose verwendet werden.
Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.

Bedienelemente



6 Behandlungsmodi

Anti-Aging

Rotes Licht + Nahinfrarot (NIR) + Wärme + Vibration

3 Intensitätsstufen

Akne

Blaues Licht + Vibration

3 Intensitätsstufen

Regeneration

Rotes Licht + Kühlung

3 Intensitätsstufen

Beruhigen

Wärme + Vibration

3 Intensitätsstufen

Kältetherapie

Kühlung bei $15 \pm 3^\circ\text{C}$

Wärmetherapie

Wärme bei $38 \pm 3^\circ\text{C}$

HINWEIS: Es ist normal, dass der Metallkopf des Stabs nach jeder Behandlung warm wird.


Modi mit Kühlfunktion verfügen über eine automatische 4-minütige Abkühlphase zwischen den Anwendungen, um Überhitzung zu vermeiden.

Batteriestatus

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.
Die drei LEDs über der Intensitätstaste zeigen zudem den Batteriestand an.


Niedriger Batteriestand

Die drei LEDs leuchten von oben nach unten und piepen alle 5 Sekunden.




Ladevorgang

Die drei LEDs leuchten von unten nach oben.




Vollständig aufgeladen

Alle drei LEDs leuchten bei voller Ladung. Vollständige Aufladung: 4 Std.




Wichtige Hinweise


Warnung: Bei diesem Gerät handelt es sich nicht um ein medizinisches Gerät. Es darf nicht für professionelle Behandlungen oder als Ersatz für medizinische Beratung verwendet werden. Die tatsächliche Wirkung kann von Person zu Person unterschiedlich sein.




Blicken Sie nicht direkt in die LED-Leuchten.



Lassen Sie das Gerät nicht fallen und werfen Sie es nicht auf harte Oberflächen.



Nicht in Wasser eintauchen.




Mit einem feuchten Tuch oder 70% Alkohol reinigen.

Anwendung



1. Reinigen Sie Ihr Gesicht vor der Anwendung.

Optional: Tragen Sie anschließend Ihre bevorzugten Seren und Feuchtigkeitspflege auf.



2. Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.


3. Drücken Sie einmal erneut, um einen Behandlungsmodus auszuwählen. Der Stab piept nach 2 Minuten.

4. Nach Abschluss einer Behandlung blinkt der nächste Modus. Drücken Sie die Einschalttaste, um den nächsten Behandlungsmodus zu starten, oder wählen Sie einen anderen Modus aus.

5. Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Empfohlene Bewegungen mit dem Stab

Richten Sie den Stab auf bestimmte Bereiche Ihres Gesichts oder folgen Sie den unten aufgeführten empfohlenen Bewegungen.






Dispositivo de cuidado facial 6 en 1

Manual de usuario


Contenido de la caja



- ① Dispositivo de cuidado facial 6 en 1 ② Cable de carga

Este dispositivo es recargable y portátil. Se puede usar sin estar conectado a una toma de corriente.
No utilices el dispositivo mientras se está cargando.

Controles



6 modos de tratamiento

Antienvejecimiento

Luz roja + Infrarrojo cercano (NIR) + Calefacción + Vibración
3 niveles de intensidad

Acné

Luz azul + Vibración
3 niveles de intensidad

Reparación

Luz roja + Enfriamiento
3 niveles de intensidad

Relajación

Calefacción + Vibración
3 niveles de intensidad

Terapia Fría

Enfriamiento a $15 \pm 3^{\circ}\text{C}$

Terapia de Calor

Calefacción a $38 \pm 3^{\circ}\text{C}$

NOTA: Es normal que la cabeza metálica del dispositivo esté caliente después de cada sesión de tratamiento.
Los modos que utilizan la tecnología de enfriamiento tienen un período automático de enfriamiento de 4 minutos entre usos para evitar el sobrecalentamiento.


Estado de la batería

No utilices el dispositivo mientras se está cargando.

Los 3 LEDs sobre el botón de intensidad también ayudan a indicar el nivel de batería.


Batería baja

Los 3 LEDs se iluminan de arriba hacia abajo y emiten un pitido cada 5 s.




Cargando

Los 3 LEDs se iluminan de abajo hacia arriba.




Carga completa

Los 3 LEDs permanecen encendidos al estar enchufado y cargado. Carga completa: 4 h.




Notas importantes


Advertencia: Este no es un dispositivo médico y no puede utilizarse para tratamientos profesionales ni como sustituto de asesoramiento médico profesional. El efecto real del uso puede variar de una persona a otra.




Evita mirar directamente las luces LED.



No dejes caer ni arrojes el producto sobre superficies duras.



No sumerjas en agua.




Limpia con un paño húmedo o con alcohol al 70 %.

Modo de uso



1. Lávate la cara antes de usarlo.

Optional: Aplica tus sueros y cremas hidratantes favoritos.



2. Mantén pulsado el botón de encendido durante 2s para encenderlo.


3. Presiona una vez más para seleccionar un modo de tratamiento. La varita emitirá un pitido a los 2 minutos.

4. Al finalizar un tratamiento, el siguiente modo parpadeará. Pulsa el botón de encendido para iniciar el siguiente modo de tratamiento o selecciona otro modo.

5. Mantén pulsado el botón de encendido durante 2s para apagarlo.

Movimientos sugeridos de la varita

Apunta a áreas específicas de tu rostro, o sigue cualquiera de los movimientos sugeridos de la varita que se muestran a continuación.






Dispositivo per la cura del viso 6 in 1

Manuale utente

Contenuto della confezione




① Dispositivo per la cura del viso 6 in 1

② Cavo di ricarica

Questo dispositivo è ricaricabile e portatile. Può essere usato senza essere collegato a una presa di corrente.
Non usare il dispositivo mentre è in carica.

Controlli



6 modalità di trattamento

Anti-invecchiamento

Luce rossa + Infrarosso vicino (NIR) + Riscaldamento + Vibrazione
3 livelli di intensità

Acne

Luce blu + Vibrazione
3 livelli di intensità

Riparazione

Luce rossa + Raffreddamento
3 livelli di intensità

Lenitivo

Riscaldamento + Vibrazione
3 livelli di intensità

Terapia fredda

Raffreddamento a $15 \pm 3^{\circ}\text{C}$

Terapia calda

Riscaldamento a $38 \pm 3^{\circ}\text{C}$

NOTA: È normale che la testina metallica della bacchetta sia tiepida dopo ogni sessione di trattamento.
Le modalità che utilizzano la tecnologia di raffreddamento hanno un periodo di raffreddamento automatico di 4 minuti tra un utilizzo e l'altro per evitare il surriscaldamento.


Stato della batteria

Non utilizzare il dispositivo mentre è in carica.

I 3 LED sopra il pulsante dell'intensità aiutano anche a indicare il livello della batteria.


Batteria scarica

I 3 LED si accendono in sequenza dall'alto verso il basso e emettono un segnale acustico ogni 5 s.




In carica

I 3 LED si accendono in sequenza dal basso verso l'alto.




Completamente carico

I 3 LED restano accesi quando collegato e carico. Carica completa: 4 ore.




Note importanti


Avvertenza: Questo non è un dispositivo medico e non può essere utilizzato per trattamenti professionali né come sostituto del parere medico professionale. L'effetto reale dell'uso può variare da persona a persona.




Evita di guardare direttamente le luci LED.



Non far cadere né lanciare il prodotto su superfici dure.



Non immergere in acqua.




Pulisci con un panno umido o con alcol al 70 %.

Modalità d'uso



1. Lava il viso prima dell'uso.

Opzionale: applica i tuoi sieri e le creme idratanti preferite.



2. Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 s per accendere il dispositivo.

3. Premilo una volta in più per selezionare una modalità di trattamento. La bacchetta emetterà un segnale acustico al minuto 2.

4. Al termine del trattamento, la modalità successiva lampeggia. Premi il pulsante di accensione per avviare la modalità successiva o selezionarne un'altra.

5. Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 s per spegnere il dispositivo.

Movimenti consigliati della bacchetta

Focalizzati su aree specifiche del viso, oppure segui uno dei movimenti consigliati della bacchetta mostrati di seguito.

